



Varenummer 1999902424

## Gazekompres, Mölnlycke, 3-lags, 40x45cm, hvid, med røntgentråd, steril

- ✓ flere forskellige størrelser og pakninger
- ✓ velegnet ved operationer



### Produktbeskrivelse

Mölnlycke gazekompresser leveres i forskellige størrelser og pakninger og kan anvendes til en række applikationer. Anvendes til absorption, aftøring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der kræver sterile kompresser. Dette produkt er med røntgentråd, og er derfor velegnet ved operationer.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazekompres
Varemærke	Mölnlycke
Farve	Hvid
Features	Med røntgentråd, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Bomuld med polypropylene/barium sulphate
Længde/dybde	40 cm
Bredde	45 cm
Antal lag	3-lags
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	270 stk				
pk	45 stk	28 cm	25 cm	18 cm	7332430480828
stk	1 stk				7332430072658



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

