



Varenummer 1999902426

**Forbinding, Reskin Care Protect,
5x25cm, beige, bi-elastisk, med
silikoneklæb, enkeltpakket, usteril,
engangs**



Produktbeskrivelse

Reskin Care Protect har en yderside af lycra, hvilket giver materialet en silkeagtig glat overflade. Materialet er vævet i en åben struktur, der sikrer høj åndbarhed. Forbindingen kan strækkes i både længden og bredden, og bi-elasticiteten sikrer høj flexibilitet, former sig efter kroppens konturer og følger hudens bevægelser. Den glatte overflade nedsætter friktion og shear-kræfter og sekundær hudskade minimeres. Den bløde silikoneklæber sikrer at forbinding kan fjernes atraumatisk og smertefrit, ligesom den kan genplaceres. Anvendes forebyggende på aldrende, tynd og skrøbelig hud, til beskyttelse af udsat hud mod friktion (trykskader, skin tears). Kan anvendes forebyggende mod friktions- og trykskader ved anvendelse af værnemidler (masker, briller, visir etc.) samt ved brug af medicinsk udstyr fx iltmaske. Kan anvendes forebyggende over kløende hud, samt i hudfolder ved risiko for intertrigo. Til arbejdning. Til fiksering på sart hud. Bør kun anvendes på hel hud, da produktet er usterilt. Kan tilklippes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbinding
Varemærke	Reskin Care
Vareserie	Protect
Sekundær farve	Beige
Features	Bi-elastisk, med silikoneklæb, enkeltpakket, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Lycra, silikone
Længde/dybde	5 cm
Bredde	25 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.