



Varenummer 1999902465

## Superabsorberende underlag, Curea Liquimat Premium, 75x36cm, hvid, usteril

- ✓ Superabsorberende gulvmåtte (op til 9 liter)
- ✓ Absorberer fra begge sider
- ✓ Til hygiejnisk opsamling af spildt væske



### Produktbeskrivelse

Curea Liquimat Premium er en superabsorberende gulvmåtte, der anvendes til absorption af alle væske. Måtten absorberer fra begge sider, og kan absorbere op til 9 liter, hvorved spildt væske fjernes nemt og hygiejnisk.

Måtten er usteril, og skal i operationslokalet ligge under bordet/på gulvet. Da måttens midte bliver blød efterhånden, som den absorberer væske, kan måtten ikke anvendes til at stå på. Er velegnet til hygiejnisk og tidsbesparende håndtering af spildt væske, såsom, skyllevæske, urin, opkast, blod etc. og kan anvendes i alle typer klinikker, afdelinger, ambulance etc.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Superabsorberende underlag                                   |
| Varemærke                        | Curea                                                        |
| Vareserie                        | Liquimat Premium                                             |
| Farve                            | Hvid                                                         |
| Features                         | Usteril                                                      |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                      |
| Materiale                        | Cellulose, PP, SAP                                           |
| Længde/dybde                     | 75 cm                                                        |
| Bredde                           | 36 cm                                                        |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kl    | 100 stk    | 105 cm | 49 cm  | 20 cm |     |
| pk    | 50 stk     |        |        |       |     |
| m2    | 3.704 stk  |        |        |       |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |





CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.