




Varenummer 1999902493

Miele
PROFESSIONAL

**Holder, Miele, E417/1, 279x178x157mm,
rustfrit stål, holder til næsespekler**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Varemærke	Miele
Model	E417/1
Features	Holder til næsespekler
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	279 mm
Bredde	178 mm
Højde	157 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				