



Varenummer 1999902505

Sugeslange, 3,5m, klar, kone/blød kone,
glat slange Ø6x8 mm, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til opugning af væske.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeslange
Farve	Klar
Features	Kone/blød kone, glat slange Ø6x8 mm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, DOTP, PVC
Længde/dybde	3.5 m
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	35 cm	60.5 cm	30.5 cm	7395502025761
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt

PHT DEHP

Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater