



Varenummer 1999902531

Filmforbinding, Leukomed T, 15x20cm, transparent, latexfri, steril, engangs

- ✓ Steril filmforbinding
- ✓ Til overfladiske sår
- ✓ Til fiksering af sårbandager



Produktbeskrivelse

Steril filmforbinding til beskyttelse af overfladiske sår og fiksering af sårbandager.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Leukomed T
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, PA
Længde/dybde	15 cm
Bredde	20 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 pk	54 cm	23.5 cm	20 cm	04042809391923
pk	50 stk	26 cm	18.8 cm	5.7 cm	4042809234626



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt