



Varenummer 1999902633

Dispenser, Classic Recycled, 20x30x34cm, Ø35cm, sort, plast, håndklæderuller

- ✓ Let at betjene med én hånd
- ✓ Lækkert og stilrent design

Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Pakken indeholder nøgle og skruer. Produceret i Danmark.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | Classic |
| Vareserie | Recycled |
| Farve | Sort |
| Features | Håndklæderuller |
| Materiale | Plast |
| Længde/dybde | 20 cm |
| Bredde | 30 cm |
| Højde | 34 cm |
| Diameter | 35 cm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 1 stk | 32.3 cm | 21.5 cm | 34.8 cm | 5710878152125 |
| stk | 1 stk | | | | |

