



Varenummer 1999902637

Dispenser, Classic Recycled, Midi, 23x24x38cm, sort, plast, håndklæderulle, centertræk

- ✓ Let at betjene med én hånd
- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Størrelse	Midi
Farve	Sort
Features	Håndklæderulle, centertræk
Materiale	Plast
Længde/dybde	23 cm
Bredde	24 cm
Højde	38 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	26.5 cm	23.5 cm	39 cm	5710878202226
stk	1 stk				

