



Varenummer 1999902640

## Dispenser, Classic Recycled, 16,5x16x27cm, sort, plast, til 2 ruller toiletpapir, system

- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

### Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Sort
Features	Til 2 ruller toiletpapir, system
Materiale	Plast
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	16 cm
Højde	27 cm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	17 cm	17.3 cm	28 cm	5710878232223