



Varenummer 1999902655

## Dispenser, Classic Recycled, 1000 ml, 1000 ml, sort, plast, til refiller af flydende sæber og desinfektion, 1,7 ml pr. dosering

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

### Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Denne dispenser er ydermere til refiller af flydende sæber og desinfektion.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Sort
Features	Til refiller af flydende sæber og desinfektion, 1,7 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.2 cm
Bredde	10 cm
Højde	27.5 cm
Vægt, netto	0.6 kg
Vægt, brutto	0.6 kg
Rumindhold, netto	1000 ml
Rumindhold, brutto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	28 cm	11.5 cm	10 cm	5710878122227
stk	1 stk				