

TANEX vivaceram



Effektivt alkalisk rengøringsmiddel til keramiske fliser

- Effektivt ■ Alkalisk baseret ■ Hurtigtvirkende

Produktprofil

- TANEX vivaceram er et effektivt og intensivt alkalisk rengøringsmiddel, der er udviklet specielt til brug på fliser af fint stentøj og keramik.
- Den særdeles effektive sammensætning bryder hurtigt igennem mikrofine porer og trækker dybtliggende og genstridigt snavs ud.
- Takket være produktets fremragende emulgerende egenskaber fjerner det dybdegående rengøringsmiddel selv de mest genstridige belægninger eller fedt.

Anvendelsesområde

- Velegnet til alle stenmaterialer med en mikroporøs overflade såsom fint stentøj, betonblokke og naturlige stenarter. TANEX vivaceram kan i særdeleshed bruges til hurtig og effektiv rengøring af skridsikre fliser i industrikøkkenområder samt i områder med kraftig tilsmudsning på gulve, f.eks. dagligvareforretninger, togstationer osv. Må ikke anvendes på porøse, kraftigt sugende fliser (f.eks. cotto) eller gulve af linoleum og gummi.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Dybderengøring: Påfør produktet på gulvet, og lad det virke i maks. 5 minutter.

100 mL/L



rengør gulvet med en maskine med en single-disc maskine og en grøn pude eller en skrubbe-børste.



Fjern snavset og rengøringsmidlet med en vandstøvsuger. Skyl eller tør med rent vand.



Tør gulvet med en ren moppe.



kan anvendes i automatiske gulvvaskere.

10-20 mL/L



Vedligeholdelses rengøring: gulvet moppes med en ren moppe.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvervmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindelig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713855 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi 1 %

