



Varenummer 1999902710

Urinstix, CombiScreen 5 SYS, (100 stk.)



Produktbeskrivelse

Glukose, protein, blod, nitrit og leukocytter. Kan aflæses visuelt eller med Urilyzer Basic og Urilyzer Pro analyseapparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	CombiScreen
Vareserie	5 SYS
Features	(100 stk.)
Længde/dybde	6 cm
Bredde	6 cm
Højde	16 cm
Vægt, brutto	100 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	20 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	16 cm	5.5 cm	5.5 cm	4260033718266
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.