



Varenummer 1999902712

## Urinalyseapparat, Urilyzer 100 PRO



### Produktbeskrivelse

I kombination med CombiScreen SYS Plus urinstrimler, er dette et unikt, brugervenligt og kompakt højkvalitetssystem.

På Urilyzer 100 PRO er der mulighed for overførsel af data.

Automatisk strimmeldetektion, hygiejnisk og enkel betjening.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinalyseapparat
Varemærke	Urilyzer
Vareserie	100 PRO
Længde/dybde	290 mm
Bredde	208 mm
Højde	80 mm
Vægt, brutto	1.2 kg
Strømspecifikationer	7.5 V DC / 3 A
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	36 cm	31.5 cm	9.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.