



Varenummer 1999902743



Stander, Tork, sort, rustfrit stål, til Tork dispensere

Produktbeskrivelse

Tork standeren kan anvendes til Tork hygiejnedispensere. Den kommer i et stabilt design, der er velegnet til både manuelle og sensordrevne dispensere. Den har plads til 1 dispenser og er nem at samle.

Specifikationer

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produktbetegnelse | Stander |
| Varemærke | Tork |
| Farve | Sort |
| Features | Til Tork dispensere |
| Materiale | Rustfrit stål |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll | 1 stk | 65.8 cm | 47.1 cm | 5.7 cm | 7322541310053 |