



Varenummer 1999902755

## Dispenser, Classic Recycled, Mini, 13x30,5x26cm, hvid, plast, alle typer håndklædeark

- ✓ Ét-ark-ad-gangen funktion, hvilket øger hygiejnen og mindsker forbruget
- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

### Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Der er nøgle og skruer i pakken. Made in Denmark.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Størrelse	Mini
Farve	Hvid
Features	Alle typer håndklædeark
Materiale	Plast
Længde/dybde	13 cm
Bredde	30.5 cm
Højde	26 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	31.4 cm	13.9 cm	26.4 cm	5710878161134
stk	1 stk				