



Produktdatablad

Dispenser til håndklædeark, lav, 26 x 30,5 x 13 cm., plast, hvid, med vindue

Varenummer: 1999902755



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk pr. kolli. 80 stk pr. palle. 80 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Dispenser. Varemærke: Classic. Vareserie: Recycled. Farve: hvid. Materiale: plast. Features: alle typer håndklædeark. Størrelse: Mini. Længde/dybde: 13 cm. Bredde: 30,5 cm. Højde: 26 cm. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Der er nøgle og skruer i pakken. Made in Denmark. Tilhørende varer: 114122, 114128, 6158, 114014, 114119, 114125, 1999918722, 1000005297