



Varenummer 1999902757

Dispenser, Classic Recycled, 20x30x34cm, Ø35cm, hvid, plast, håndklæderuller

- ✓ Let at betjene med én hånd
- ✓ Lækkert og stilrent design

Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Pakken indeholder nøgle og skruer. Produceret i Danmark. Dispenseren skærer for hver 24cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Hvid
Features	Håndklæderuller
Materiale	Plast
Længde/dybde	20 cm
Bredde	30 cm
Højde	34 cm
Diameter	35 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	32.3 cm	21.5 cm	34.8 cm	5710878150107
stk	1 stk				