



Produktdatablad

Centerudtræksrulledispenser, til centerruller uden hylse, 60-120 m., plast, lys farve

Varenummer: 1999902763



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 84 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser. Varemærke: Classic. Vareserie: Recycled. Materiale: plast. Features: håndklæderulle centertræk. Størrelse: Mini. Længde/dybde: 16,5 cm. Bredde: 18,5 cm. Højde: 33 cm. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Dispenseren er fremstillet af 100% genanvendt plast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Pakken indeholder nøgle og skruer. Produceret i Danmark. Tilhørende varer: 6147, 6150, 6151, 1999900365,