



Produktdatablad

Dispenser, Classic Recycled, Midi, 23x24x38cm, hvid, plast, 160-320 m, håndklæderulle centertræk

Varenummer: 1999902764



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Classic

Vareserie: Recycled

Produktbeskrivelse: Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: håndklæderulle centertræk

Størrelse: Midi

Længde/dybde: 23cm

Bredde: 24cm

Højde: 38cm Tilhørende varer: 1999900363, 1000009915, 6156, 616403, 11007802, 11007401, 6174