



Produktdatablad

Dispenser, Classic Recycled, Mini, 12x26x26cm, Ø20cm, hvid, plast, (L)150-250 m x (B) 9-10, til mini jumboruller

Varenummer: 1999902766



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 96 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Classic

Vareserie: Recycled

Produktbeskrivelse: Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til mini jumboruller

Størrelse: Mini

Længde/dybde: 12cm

Bredde: 26cm

Højde: 26cm

Diameter: 20cm Tilhørende varer: 1999905915