



Varenummer 1999902775

## Dispenser, Classic Recycled, 16,5x16x27cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir, system

- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

### Produktbeskrivelse

Denne langtidsholdbare dispenser er fremstillet af 100% genanvendt plast i stærk og robust kvalitet. Det stilrene design med glatte kanter får dispenseren til at falde perfekt ind alle steder og bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet så praktisk, at brugeren ikke risikerer at skære sig, når papiret trækkes ud. Samtidig er det nemt for servicepersonalet at følge forbruget uden først at skulle åbne dispenseren. Bemærk at der skal anvendes systemruller, som er specielt udviklet til denne dispensermodel, og som sikrer en optimal funktion. Der medfølger både nøgle og skruer til produktet. Fremstillet i Danmark.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Hvid
Features	Til 2 ruller toiletpapir, system
Materiale	Plast
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	16 cm
Højde	27 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	17 cm	17.3 cm	28 cm	5710878231127
stk	1 stk				