



Varenummer 1999902776

Dispenser, Classic Recycled, 1000 ml, hvid, plast, til refiller af flydende sæber og desinfektion gel, 1,7 ml pr dosering

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nemt at påfylde

Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Denne dispenser er ydermere til påfyldning af flydende sæber og desinfektion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Hvid
Features	Til refiller af flydende sæber og desinfektion gel, 1,7 ml pr dosering
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.2 cm
Bredde	10 cm
Højde	27.5 cm
Vægt, netto	0.6 kg
Vægt, brutto	0.6 kg
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	28 cm	11.5 cm	10 cm	5710878121008
stk	1 stk				