

Varenummer 1999902778

Instrumenttæske, 18x8x4cm, rustfrit stål, med låg



Produktbeskrivelse

Rustfri instrumenttæske med overfaldslåg. Kan blandt andet benyttes til opbevaring af kirurgiske instrumenter i forbindelse med tørsterilisering. Instrumenttæsken tåler op til 200°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumenttæske
Features	Med låg
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18 cm
Bredde	8 cm
Højde	4 cm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18.2 cm	8.5 cm	4.3 cm	8023279266535



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.