


Varenummer 1999902782



## Instrumenttæske, 50x20x10cm, rustfrit stål, med låg

### Produktbeskrivelse

Rustfri instrumenttæske med overfaldslåg. Kan blandt andet benyttes til opbevaring af kirurgiske instrumenter i forbindelse med tørsterilisering. Instrumenttæsken tåler op til 200°C.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumenttæske
Features	Med låg
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	50 cm
Bredde	20 cm
Højde	10 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	50.5 cm	20 cm	13 cm	8023279266573