

REF 08070



Varenummer 1999902821



Puskapsel, Curas, 26x14x5cm, 700 ml, beige, engangs



Produktbeskrivelse

Innovativ puskapsel, laves af 100% naturlige fibre (ris halm), som er vandtæt i op til 4 timer. Det kan anvendes til opbevaring eller transport af medicin, sprøjter og instrumenter i forbindelse med plejesituationer. Kan desuden anvendes til opkast eller mundpleje m.m. Leveres i forpakning med 600 stk i inderforpakninger med 100 stk., hvilket sikrer beskyttelse mod støv og fugt under opbevaring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Puskapsel
Varemærke	Curas
Sekundær farve	Beige
Egenskaber	Bionedbrydelig
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Naturlige fiber
Længde/dybde	26 cm
Bredde	14 cm
Højde	5 cm
Vægt, brutto	23 g
Rumindhold, brutto	700 ml
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	8 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	67 cm	27 cm	40 cm	45051400085701
pk	100 stk	35 cm	26 cm	13 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.