

Varenummer 1999902822

USB-kabel, CustoMed, Cardio 300, 3m



Produktbeskrivelse

Kablet er 3 meter langt og har et standard USB-A-stik (han) i begge ender af kablet

Specifikationer

Produktbetegnelse	USB-kabel
Varemærke	CustoMed
Model	Cardio 300
Længde/dybde	3 m
Strømspecifikationer	USB kabel
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	20 cm	1.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.