



Varenummer 1999902824

Universal USB adapter, CustoMed, Cardio 300



Produktbeskrivelse

Universal USB adapter til Custo Cardio 300 Blue Tooth ekg apparat. Anvendes sammen med USB-kabel

Specifikationer

Produktbetegnelse	Universal USB adapter
Varemærke	CustoMed
Model	Cardio 300
Strømspecifikationer	Adapter
Certifikater	CE.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.9 cm	5.4 cm	3 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.