

Varenummer 1999902844

EKG-apparat, Nihon Kohden, Cardiofax 3150, 3-kanals, med tolkningsforslag



Produktbeskrivelse

Cardiofax 3150 er et lille let og kompakt EKG-apparat, der giver stor mobilitet og kan placeres hvor som helst det måtte ønskes på afdelingen eller i klinikken. Cardiofax 3150 har et avanceret filtreringsteknologi, der eliminerer støj med bølgeformforvrængning. Skærmen viser alle 12 EKG-afledninger samtidig. EKG-tolkning udføres ved hjælp af ECAPS 12C tolkningsprogram. Cardiofax 3150 har 800 EKG-målinger i intern hukommelse, 3.000 EKG-målinger på SD hukommelseskort. Apparatet kan både bruges med batteri (levetid 180 minutter) eller strømtilslutning og datalagring. EKG-data kan vurderes på en Windows® PC med "ECG Viewer" software. Cardiofax 3150 er med netværksstik med tilslutning til PC eller det indbyggede trådløse netværks-modul Der er mulighed for tilkøb af software. Cardiofax 3150 overholder IEC60601-2-51 international standard for digitale EKG-apparater. Patientkabel og batteripakke medfølger

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-apparat
Varemærke	Nihon Kohden
Model	Cardiofax 3150
Features	3-kanals, med tolkningsforslag
Længde/dybde	260 mm
Bredde	172 mm
Højde	75 mm
Vægt, brutto	1.1 kg
Strømspecifikationer	7,2-7,4 V
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	42 cm	31.5 cm	26 cm	6970010881569
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.