



Varenummer 1999903024

Hånddesinfektionsgel, 500 ml, flaske med flip top kapsel 70% ethanol

- ✓ Vurderet og godkendt af CEI som hånd desinfektion til sundhedssektoren
- ✓ 85% ethanol

Produktbeskrivelse

En hidtil uset kombination. Kombinerer både antimikrobielle effektivitet og klinisk dokumenteret vedligeholdelse af hudens sundhed. Purell® Advanced går i spidsen med en samlet håndhygiejneløsning, som gør infektionskontrollen nemmere og mindsker spredningen af bakterier. En banebrydende formel med en uovertruffen antimikrobiel virkning til hele hospitalet. En hånddesinfektions gel, som er behagelig at bruge, og som har en klinisk bevist hudplejende virkning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektionsgel
Features	Flaske med flip top kapsel 70% ethanol
pH-værdi (konc.)	pH 6,5-8,5
Rumindhold, netto	500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
UFI	DX00-T03P-300X-EAJN
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 stk	27.3 cm	20.8 cm	23.1 cm	10073852290148
stk	500 ml				



Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.



Produktet er meget
brandfarligt.