



Varenummer 1999903083



Handskestativ, ABENA, 21,7x16,1x11,8cm, sølv, rustfrit stål, til 1 æske

- ✓ Robust og praktisk stativ i rustfri stål
- ✓ Væghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

Produktbeskrivelse

Praktisk og robust stativ til dispensere. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Farve	Sølv
Features	Til 1 æske
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	21.7 cm
Bredde	16.1 cm
Højde	11.8 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	38.2 cm	29.5 cm	20.6 cm	
stk	1 stk				