



Varenummer 1999903128

Filmforbinding, Leukomed T Plus, 10x8cm, transparent, med sårpude og silikoneklæbekant, latexfri, steril, engangs

- ✓ Vandtæt - Patienten kan tage bruse- og karbad
- ✓ Steril
- ✓ Høj åndbarhed, reducerer risikoen for maceration
- ✓ Beskytter mod vira og bakterier
Tilpasser sig kroppens konturer
- ✓ Ultratynd, føles om et ekstra lag hud



Produktbeskrivelse

Ultratynd filmbandage med absorberende sårpude, der beskytter mod vira og bakterier.

Filmen har en meget høj åndbarhed (MVTR) og er tynd og fleksibel, så den kan tilpasse sig kroppens konturer uden at rulle. Filmbandagen kan nemt appliceres og fjernes uden at beskadige huden.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Leukomed T Plus
Sekundær farve	Transparent
Features	Med sårpude og silikoneklæbekant, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyurethan film, hvid absorberende non-woven, sårpude, akrylklæbemasse
Længde/dybde	10 cm
Bredde	8 cm
Vægt, netto	2 g
Vægt, brutto	5 g
Tykkelse	195 g/m2
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Træk det største stykke hvide aftrækspapir af, placer bandagen centreret over såret og fastgør filmen. Træk derefter det resterende stykke aftrækspapir af og fastgør den sidste del af filmen. Fjern herefter den gennemsigtige beskyttelsesfilm, ved forsigtigt at trække i den røde stribe.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	38.3 cm	25.8 cm	17.8 cm	4042809391626
pk	50 stk	12 cm	12 cm	15.9 cm	4042809199741
stk	1 stk				4042809518474



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt