



Leukomed® T Plus skin sensitive

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukomed® T Plus skin sensitive

Vandtæt og steril filmbandage med absorberende sårpude

Ultratynd filmbandage med absorberende pude, i fire str. til følsom, sårbar og skadet hud.

Indikationer

Særligt velegnet til: Overfladiske sår og rifter, hudafskrabninger og postoperative sår på patienter med følsom og sårbar hud, som ofte ses hos ældre, børn eller andre patienter med skadet hud.

Indhold

Polyurethan film, hvid absorberende non-woven sårpude, silikoneklæbemasse.

Egenskaber

- Kan fjernes atraumatisk
- Forebygger hudstripping og skin tear
- Vandtæt - Patienten kan tage brusebad
- Steril
- Høj åndbarhed, reducerer risikoen for maceration
- Vira- og bakterietæt
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Ultratynd, føles om et ekstra lag hud
- Ikke-hæftende non-woven sårpude
- Røntgengennemtrængelig
- Runde hjørner så bandagen ikke ruller
- Let påsætning med tydelige steps 1-2



Leukomed® T Plus skin sensitive			
Varenr	Størrelse	Antal stk /æske	Antal stk /TRP
76178-00000	5 cm x 7,2 cm (Sårpude 2,8 x 3,8 cm)	5	180
76178-00001	8 cm x 10 cm (Sårpude 4 x 6 cm)	5	180
76178-00002	8 cm x 15 cm (Sårpude 4 x 11 cm)	5	180
76178-00003	10 cm x 25 cm (Sårpude 5 x 20,5 cm)	5	180