



Varenummer 1999903151

Startsæt, Contour next



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af blodsukker med nøjagtighed og enkelt anvendelse. Startsættet indeholder et apparat, Microlet2 fingerprikker, 5 lancetter, 5 stk. Contour-Next teststrimler, 2 stk. batterier og etui.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Startsæt
Varemærke	Contour next
Materiale	PP
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	50 cm	15.5 cm	18 cm	
stk	1 stk				5016003965111



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.