



Varenummer 199903157

Ileostomipose, SenSura Mio, Maxi, 10-50 mm, 1-dels, konkav, tømbar, opklipbar



Produktbeskrivelse

*Elastisk klæber giver en sikker vedhæftning til individuelle kropsfaconer*Neutralt Gråt tekstil, som giver optimal diskretion og et ærligt udseende*Det unikke cirkelformede filter er blevet påvist at reducere ballooning

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	SenSura
Vareserie	Mio
Størrelse	Maxi
Features	1-dels, konkav, tømbar, opklipbar
Hulstørrelse	10-50 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	27 cm	30 cm	32 cm	5708932027212
pk	10 stk	14 cm	25 cm	6 cm	5708932027045
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.