



Varenummer 1999903169

Dermatoskop, HEINE mini 3000, LED



Produktbeskrivelse

HEINE mini 3000® LED-dermatoskopsæt i etui er et højkvalitetsinstrument i lommeformat med naturligt LED HQ-belysning. Det leveres komplet i et etui med et Mini 3000 batterihåndtag inklusive batterier (2x AA/LR6), kontaktplade og en flaske dermatoskopiolie. Ønskes konvertering til genopladeligt håndtag kan dette ske med genopladeligt batteri som oplades via mini NT-bordoplader samt bundstykke for genopladeligt batteri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dermatoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	Mini 3000
Features	LED
Strømspecifikationer	2x AA/LR6
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.3 cm	18.5 cm	5.5 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.