



Varenummer 1999903268

**Håndfri dispenser, 1000 ml, hvid,
Til påfyldning af hånddesinfektion
(flydende eller gel) samt håndsæbe.
Dosering 0,8 ml pr. tryk.**

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig
- ✓ hånddesinfektion, ethanolfri hånddesinfektion
- ✓ hånddesinfektion uden ethanol

Produktbeskrivelse

Strømbesparende påfyldningsdispenser til sæbe, creme og desinfektion. Slank design, der giver dispenseren et moderne look. Lavt støjniveau, dosering 0,8 ml p.r tryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri dispenser
Farve	Hvid
Features	Til påfyldning af hånddesinfektion (flydende eller gel) samt håndsæbe. Dosering 0,8 ml pr. tryk.
Længde/dybde	8 cm
Bredde	15 cm
Højde	30 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Strømspecifikationer	220-230 V
Inkluderet tilbehør	Bruger 4xC batterier (medfølger ikke)
Doseringsinstruktioner	0,8 ml pr. tryk
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	0.63 m	0.45 m	0.325 m	5703538444388