



Varenummer 199903317

Sutur, Ethilon II, 75cm, sort, PA, 2-0, KS-nål, monofil, 628H, engangs



Produktbeskrivelse

Ethilon er en ikke resorberbar monofilament nylon sutur (Polyamid). Med Ethilon-suturen får du styrke, jævn passage gennem væv og en sikker knudebinding. Anvendes generelt i blødt væv og som hudsutur.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Ethilon II
Farve	Sort
Features	2-0, KS-nål, monofil, 628H
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PA
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	30705031089505
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE