

Varenummer 1999903325

Kombineret sug- og  
dissektionsinstrument, GORNEY,  
Aesculap, Supreme, 18cm x 4mm, rustfrit  
stål, flergangs



## Produktbeskrivelse

Et kombinationsinstrument som gør det muligt at dissekere subperichondriale eller subperiosteale klapper uden at skulle skifte mellem elevatorium og sugning, hvilket gør proceduren hurtigere, renere og mere effektiv.

Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Kombineret sug- og dissektionsinstrument, GORNEY
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18 cm
Bredde	4 mm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	31.5 cm	6.5 cm	0.2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.