



Varenummer 199903327

**Hammer, Mallet, Aesculap, Supreme,  
19cm, Ø2,5cm, rustfrit stål, 218 g, 155  
g**



## Produktbeskrivelse

Hammeren er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, har to arbejdsflader med en diameter på 2,5 cm, et håndtag med langsgående hak og en tommelfingerstøtte. For at forbedre hammerens arbejdssegenskaber overstiger hammerhovedvægten væsentligt håndtagets vægt. Hovedet - 155 g, total vægt - 218 g.

Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Hammer, Mallet                                               |
| Varemærke                        | Aesculap                                                     |
| Model                            | Supreme                                                      |
| Features                         | 218 g, 155 g                                                 |
| Materiale                        | Rustfrit stål                                                |
| Længde/dybde                     | 19 cm                                                        |
| Diameter                         | 2.5 cm                                                       |
| Vægt, brutto                     | 218 g                                                        |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Aflleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|
| stk   | 1 stk      | 22.5 cm | 5.5 cm | 3.1 cm |     |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.