



Varenummer 1999903332

**Sutursaks Spencer, Aesculap, Supreme,
9cm, rustfrit stål, lige, med hak,
flergangs**



Produktbeskrivelse

Anvendes til fjernelse af suturmateriale, det lille hak i den ene flange, gør det lettere at komme ind under suturen. Kan steriliseres

Aesculap supreme = tysk højkvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks Spencer
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Lige, med hak
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	9 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	9 cm	4.7 cm	0.3 cm	4038653022304



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.