



Varenummer 1999903334

**Nåleholder Crile-Wood, Aesculap,
Supreme, 14,5cm, rustfrit stål,
hårdmetalkæber**



Produktbeskrivelse

Nåleholder med tungsten Carbid / hårdmetalindlæg giver en slidstærk profil og sikre at nålen holdes helt solidt. AESCULAP anvender "TC" indlæg med højeste korrosionsbestandighed. Håndtaget er forsynet med en lukkemekanisme (crémaillère), der let kan udløses, når nålen skal slippes. Anbefales til sutur størrelser 4/0 - 6/0. Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument. Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nåleholder Crile-Wood
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Hårdmetalkæber
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23 cm	20 cm	0.2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.