

Varenummer 1999903336

**Øretang, Aesculap, Supreme, 8cm,
rustfrit stål, kæber 0,5 x 6 mm**

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med tubulation/anlæggelse af dræn i øret.

Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretang
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Kæber 0,5 x 6 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	8 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.3 cm	10 cm	3 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.