



Varenummer 1999903342

Pedal dispenser, 35x44x118cm, hvid, rustfrit stål, til 5l dunke

- ✓ Økonomisk
- ✓ smart løsning
- ✓ til påfyldning
- ✓ manuel

Produktbeskrivelse

Stilfuld og robust dispenser. En 5 liters beholder med håndrensemiddel er anbragt inde i stativet på gulvniveau, hvilket gør kanden let at udskifte. Takket være en særlig sikkerhedsventil er der ikke behov for skylning eller stænk. Kun egnet til flydende håndrensemiddel (ikke til gel).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedal dispenser
Farve	Hvid
Features	Til 5l dunke
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	35 cm
Bredde	44 cm
Højde	118 cm
Vægt, netto	17.5 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Doseringsinstruktioner	Pumpen afgiver 1,3 ml i et slag
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	120 cm	37 cm	48 cm	806870611175
stk	1 stk				