



Varenummer 1999903344

**Pincet, Adson, Aesculap, Supreme, 12cm,
rustfrit stål, anatomisk**



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med forskellige procedurer, til at holde og fatte om væv, suturfjernelse og ved sårskift. Fjederhåndtag, der sikrer maksimal kontrol.

Det brede skaft giver et godt greb om pincetten.

Aesculap supreme = tysk højkvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet, Adson
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Anatomisk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	1.4 cm	0.5 cm	4038653023141



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.