



Varenummer 1999903365

Øretragt Gruber, Aesculap, Supreme,
rustfrit stål, oval, Inder dia. 2,8 x 3,5
mm



Produktbeskrivelse

Gruber øretragt, stål, anvendes til inspektion af øregangen/trommehinden, samt ved operative indgreb, så som tubulation og oprensning af øret.

Aesculap, supreme = tysk højkvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretragt Gruber
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Oval, Inder dia. 2,8 x 3,5 mm
Materiale	Rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	0.6 cm	2 cm	4038653207152



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.