



Varenummer 199903373

Arterieklemme Halsted-Mosquito, Aesculap, Supreme, 12,5cm, rustfrit stål, buet



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremaillere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse.

Instrumentet er også nyttigt til at fange om engangsmaterialer, væv og suturer. Supreme = tysk højkvalitetsinstrument

Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme Halsted-Mosquito
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Buet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Ir
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15 cm	12 cm	0.3 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.