

Varenummer 1999903374

Pincet Adson, Aesculap, Supreme, 12cm, rustfrit stål, kirurgisk, 1 x 2 tænder



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med forskellige procedurer, til at holde og fætte i væv. Er udstyret med 1x2 tænder. Det brede skaft giver et godt greb om pincetten. Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet Adson
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	Kirurgisk, 1 x 2 tænder
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	10 cm	0.2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.