



**Soft Care® Des E**

## Alkoholbaseret hånddesinfektionsgel

### Beskrivelse

Soft Care Des E er en alkoholbaseret gel (71,58%) til hånddesinfektion uden brug af vand.

### Egenskaber

- Hånddesinficerende alkohol-gel, baseret på ethanol.
- Ethanol er et yderst effektivt desinficerende stof og som følge deraf særdeles effektiv mod hudens mikroorganismer.
- Produktet er tilsat glycerol, for beskyttelse af huden mod udtørring.
- Kan anvendes i miljøer, hvor der er behov for hyppig hånddesinfektion fx. hospitaler og i fødevarerindustrien.
- Uden parfume, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer.
- Velegnet til brug i fødevarersektoren.
- Formuleret i henhold til det europæiske kosmetikdirektiv og er sikker at bruge, når instruktionen følges.

### Fordele

- Indeholder ethanol - et meget effektivt desinfektionsmiddel
- Velegnet til kirurgisk hånddesinfektion
- Uden parfume (velegnet til anvendelse i fødevarerproducerende virksomheder)
- Indeholder fugtgivende stoffer (forebygger tør og irriteret hud)

### Anvendelse

Dosér 3 ml hånddesinfektion på hænderne og grib i mindst 60 sekunder. Anvendes på rene hænder dvs. ikke synligt snavsede hænder.





## Soft Care® Des E

### Tekniske data

Udseende: Klar, farveløs væske

pH-værdi [koncentreret]: 7

Vægtfylde [20° C]: 0.88

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

### Sikker håndtering og opbevaring

Soft Care MED opbevares i temperaturintervallet <-5°C til >40°C. Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

### Mikrobiologisk information

Soft Care Des E opfylder kravene i nedenstående tests ved: 5 ml dosering, 15 sekunders virketid på rene hænder:

- EN 1500: Escherichia coli
- EN 14476: Murine Norovirus (rene forhold), influenza A-virus H1N1 (svineinfluenza) (PBS)
- EN 1275: Candida Albicans

Soft Care Des E opfylder kravene i nedenstående tests ved: 3 ml dosering, 30 sekunders virketid på rene hænder:

- EN 1500 og DGHM: Escherichia coli
- EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
- EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa
- EN 14476: Murine Norovirus; Viralt bovint viral; Diarrhoe-virus; Vaccinia virus-elstree; Influenza A-virus H3N8 - Avian
- EN 14348: Mycobacterium terrae
- EN 13624: Candida albicans
- EN 1650: Candida albicans
- EN 14476 (rene forhold, 15 sekunders virketid)

Soft Care Des E har begrænset spektrum virucidal aktivitet i henhold til EN 14476: 2013 / prA1: 2014, med en kontakttid på 120 sekunder (effektiv mod Adenovirus og Murine Norovirus). Soft Care Des E passerer EN 12791, kirurgisk hånddesinfektion. Hold hænderne godt fugtet med produktet i 90 sekunder.