


Varenummer 1999903414

Miele
PROFESSIONAL

Overkurv, Miele, A105/1, 528x528x202mm, til indsatser



Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, specielle rengøringsmetoder og optimalt tilpasset udstyr til systemløsninger til grundig og sikker rengøring af forskellige medicinske instrumenter i lægeklinikken. Miele maskinerne giver økonomiske resultater både ved enkle og meget krævende anvendelser, fx inden for områderne GYN og HNØ. Der er rigtig mange fordele ved, at købe en Miele maskine, fx deres fleksible og økonomisk maskinkoncept, enkelte og intelligente maskiner. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Overkurv
Varemærke	Miele
Model	A105/1
Features	Til indsatser
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	528 mm
Bredde	528 mm
Højde	202 mm
Vægt, netto	4.4 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	54 cm	52.5 cm	27 cm	4002515941157