



Varenummer 1999903416

Miele
PROFESSIONAL

Hylstersæt, Miele, A837, 250x180x55mm, rustfrit stål

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, specielle rengøringsmetoder og optimalt tilpasset udstyr til systemløsninger til grundig og sikker rengøring af forskellige medicinske instrumenter i lægeklínikken. Miele maskinerne giver økonomiske resultater både ved enkle og meget krævende anvendelser, fx inden for områderne GYN og HNØ. Der er rigtig mange fordele ved, at købe en Miele maskine, fx deres fleksible og økonomisk maskinkoncept, enkelte og intelligente maskiner. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hylstersæt
Varemærke	Miele
Model	A837
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	250 mm
Bredde	180 mm
Højde	55 mm
Vægt, netto	0.531 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	18 cm	5.5 cm	4002516204107